

附表 1

技術演練表

「口腔內(懸壅垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」之技術演練檢核表
【成人須至少完成 3 次；兒童須至少完成 2 次】

姓名：

日期： 年 月 日

評核項目	項目					○正確 / ✕不正確										備註									
						成人					兒童														
						第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次										
1	用物準備： 抽吸管、抽吸設備、氧氣、甦醒球、清水瓶、手套																								
2	確認抽吸部位																								
3	洗手																								
4	確認抽吸壓力		mmHg	cmHg	cmH2O																				
		嬰兒	60-80	6-8	81-108																				
		兒童	80-100	8-10	108-136																				
		成人	100-120	10-12	136-163																				
5	戴上手套，取出抽吸管並接上抽吸管接頭																								
6	人工氣道內	核對人工氣道(氣切管)抽吸深度																							
7		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入人工氣道(氣切管)														與指導者確認									
8		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出																							
9		抽吸時間：成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒																							
10		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，二次抽吸間應間隔 30-60 秒，必要時給氧或甦醒球																							
11	口腔內	核對口腔內(懸壅垂前)抽吸深度 (嘴角至耳垂之距離以 1/2 為原則，不超過 2/3) 註：嘴角至耳垂距離之 0.6-0.8														與指導者確認									
12		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入口腔內(懸壅垂前)且無嘔吐反射																							
13		抽吸管拉出時以旋轉方式將分泌物抽出																							
14		抽吸時間：成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒																							
15		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，必要時給氧或甦醒球																							
16	先移除抽吸管，再將引流管放入清水瓶內抽吸清水，清潔引流管																								
17	整理用物(包含垃圾分類)																								
18	洗手																								
通過/不通過																									
審核人員																									

附表 2

技術考核表

「口腔內(懸壅垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」之技術考核表

姓名：_____ 審核人員：_____ 考試日期： 年 月 日

技術考成績: 考試結果: ☐ 通過(每項目需完成正確) ☐ 不通過

評核項目	項目					○正確 / ✕不正確		備註
						成人	兒童	
1	用物準備:抽吸管、抽吸設備、氧氣、甦醒球、清水瓶、手套							
2	確認抽吸部位							
3	洗手							
4	抽吸壓力確認		mmHg	cmHg	cmH2O			
		嬰兒	60-80	6~8	81~108			
		兒童	80-100	8~10	108~136			
		成人	100-120	10~12	136~163			
5	戴上手套，取出抽吸管並接上抽吸管接頭							
6	人工氣道內	核對人工氣道(氣切管)抽吸深度						與指導者 確認
7		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入人工氣道(氣切管)						
8		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出						
9		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒						
10		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，二次抽吸間應間隔 30-60 秒，必要時給氧或甦醒球						
11	口腔內	核對口腔內(懸壅垂前)抽吸深度 (嘴角至耳垂之距離以 1/2 為原則，不超過2/3) 註: 嘴角至耳垂距離之 0.6-0.8						與指導者 確認
12		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入口腔內(懸壅垂前)且無嘔吐反射						
13		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出						
14		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒						
15		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，必要時給氧或甦醒球						
16	先移除抽吸管，再將引流管放入清水瓶內抽吸清水，清潔引流管							
17	整理用物(包含垃圾分類)							
18	洗手							
實得總分								
審核人員								

附表 3

實習表

「口腔內(懸壅垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」之
實習課程檢核表【至少完成成人 4 次且正確完整】

姓名：

日期： 年 月 日

評 核 項 目	項 目					○正確 / ✕不正確						備 註									
						成人															
						第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次										
1	用物準備： 抽吸管、抽吸設備、氧氣、甦醒球、清水瓶、手套																				
2	確認抽吸部位																				
3	洗手																				
4	確認抽吸壓力		mmHg	cmHg	cmH2O																
		嬰兒	60-80	6~8	81-108																
		兒童	80-100	8~10	108~136																
		成人	100-120	10~12	136~163																
5	戴上手套，取出抽吸管並接上抽吸管接頭																				
6	人 工 氣 道 內	核對人工氣道(氣切管)抽吸深度																			
7		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入人工氣道(氣切管)										與指導者 確認									
8		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出																			
9		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒																			
10		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，二次抽吸間應間隔 30-60 秒，必要時給氧或甦醒球																			
11	口 腔 內	核對口腔內(懸壅垂前)抽吸深度 (嘴角至耳垂之距離以 1/2 為原則，不超過2/3) 註： 嘴角至耳垂距離之 0.6-0.8										與指導者 確認									
12		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入口腔內(懸壅垂前)且無嘔吐反射																			
13		抽吸管拉出時以旋轉方式將分泌物抽出																			
14		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒																			
15		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，必要時給氧或甦醒球																			
16	先移除抽吸管，再將引流管放入清水瓶內抽吸清水，清潔引流管																				
17	整理用物(包含垃圾分類)																				
18	洗手																				
通過/不通過																					
審核人員																					